




Irrigador oral
con ozono activo







Aquolab

La herramienta para una
prevención y una higiene oral
correcta para toda la familia

¿Qué es la oxígeno-ozono terapia?

Es una técnica delicada capaz de desempeñar acciones importantes aprovechando el potencial del ozono combinado con el oxígeno:



A photograph of a man with dark hair and a beard, smiling broadly. He is wearing a light blue collared shirt under a grey cardigan. The background is a bright, out-of-focus indoor setting. A semi-transparent blue box is overlaid on the bottom left of the image, containing text.


“Desde que uso Aquolab mis
encías no sangran”

Luca, 40 años

¿Por qué usar un irrigador oral?

El uso cotidiano de Aquolab por parte de adultos y niños ayuda a:

- Prevenir la formación de la caries
- Prevenir la aparición de aftas y de herpes
- Prevenir y tratar trastornos gingivales como inflamaciones o sangrado
- Luchar de manera eficaz contra la halitosis sin el empleo de colutorios



¿Por qué usar Aquolab?


- La presión del agua es suave y no invasiva
- No tiene olor, ni sabor y es totalmente inocuo
- Ofrece 2 regulaciones de ozono y de agua
- Es fácil de usar
- Es un producto hecho in Italia





“Aquolab es para todos.
No tiene ninguna contraindicación
durante el embarazo”

Paola, 34 años



“Aquolab es divertido y
no hace daño”

Enrico, 7 años

¿Por qué usar el ozono en un irrigador oral?

- Posee un elevado poder desinfectante
- Inhibe la formación de bacterias que provocan infecciones y halitosis
- No es invasivo, no deja residuos y es ecológico



Es necesario respetar una higiene oral diaria, someterse a higiene dental profesional y a controles regulares en la consulta del dentista.

Aquolab es ideal para garantizar una higiene oral correcta en caso de:



Aparatos ortodóncicos



Implantes



Periodontitis



Prótesis fijas o removibles

Experimentos científicos demuestran la eficacia de Aquolab incluso en individuos con enfermedad periodontal y diabetes.



¡Pide Aquolab a tu dentista!



 EB2C Srl

Via Savona 94
20144 Milano Italy
aquolab.com - info@aquolab.com



Sweden & Martina S.p.A.

Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
Fax +39.049.9124290
info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L.

Sorolla Center, Oficina 801
Avda Cortes Valencianas 58, 8pl
46015-Valencia, Spain
Tel. +34.96.3525895
Tel. 900535617
info.es@sweden-martina.com

Sweden & Martina Lda

Av. Miguel Bombarda, 35
1050-161 Lisboa, Portugal
Tel. 800209839
info.pt@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom

info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com

rev. 04-18

