


Ortodonzia



Glice



Glice bracket

Bracket estetici in zaffiro



Glice è un attacco estetico ad alta tecnologia che garantisce il massimo risultato estetico ed il massimo comfort per il paziente.

Massima estetica

Realizzato in ceramica monocristallina (zaffiro), Glice è un bracket altamente estetico, supertrasparente. Antimacchia, mantiene la trasparenza inalterata durante tutto il trattamento, essendo quindi particolarmente adatto ai pazienti che desiderano un bracket discreto ed invisibile.

Massima resistenza

La struttura monocristallina rende Glice un bracket estremamente resistente, tre volte più resistente di un bracket in ceramica policristallina.

Massimo comfort

Glice è tra i bracket di profilo più basso presenti sul mercato, tutti gli angoli ed i bordi sono arrotondati, lo slot è anch'esso arrotondato per ridurre la frizione con il filo. La basetta ha una superficie con un trattamento particolare che ne garantisce un'ottima adesione ma anche un sicuro distacco, senza rischiare alcun danno allo smalto.

Facile identificazione


I bracket sono identificati dal codice colore riportato in zona disto-gengivale.

Alette laterali

Per eventuale applicazione di legature

Facile identificazione

Codice colore disto-gengivale

**Basso profilo**

Minimo ingombro e massimo comfort

Materiale supertrasparente e antimacchia

Massima estetica

Angoli e slot smussati

Massimo comfort, nessun attrito

Basetta ad Alta ritenzione**tecnica Roth**

Set completo (bocche 20 pezzi)

descrizione	codici	
	slot .018	slot .022
bocca singola (5-5)	BZØRO-SET-018	BZØRO-SET-022
bocca singola (5-5) con gancio sui canini (3)	BZØRO-SET-018H3	BZØRO-SET-022H3
bocca singola (5-5) con gancio su canini e premolari (3, 4, 5)	BZØRO-SET-018H345	BZØRO-SET-022H345

tecnica MBT*

Set completo (bocche 20 pezzi)

descrizione	codici	
	slot .018	slot .022
bocca singola (5-5)	BZØMBT-SET-018	BZØMBT-SET-022
bocca singola (5-5) con gancio sui canini (3)	BZØMBT-SET-018H3	BZØMBT-SET-022H3
bocca singola (5-5) con gancio su canini e premolari (3, 4, 5)	BZØMBT-SET-018H345	BZØMBT-SET-022H345

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek



rev.04-16



Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
Fax +39.049.9124290
info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L.
Sorolla Center, Oficina 801
Avda Cortes Valencianas 58, 8pl
46015-Valencia, Spain
Tel. +34.96.3525895
Tel. 900993963
info.es@sweden-martina.com

Sweden & Martina Deutschland GmbH
Rupert-Mayer-Straße 46
D - 81379 München
Germany
Hotline 08001827699
info.de@sweden-martina.com

Sweden & Martina Inc.
c/o DCI Management
301 Pleasant St.
Abbottstown, 17301 PA, US
Toll free 844-8MARTINA
844-862-7846
info.us@sweden-martina.com

I prodotti fabbricati da Sweden & Martina S.p.A. contenuti in questo catalogo sono Dispositivi Medici e sono prodotti in accordo agli Standard UNI EN ISO 9001 / UNI EN 13485 e sono certificati e CE 0476 (Classe IIA) in conformità con la Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e con la Direttiva 2007/47/CEE.
Lo stabilimento Sweden & Martina produce Dispositivi Medici in accordo alle cGMP vigenti in USA e in altri paesi del mondo.



Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.
Tutti i marchi presenti nel catalogo sono proprietà di Sweden & Martina, con eccezione dei prodotti per i quali è diversamente indicato.
Questi prodotti sono destinati agli studi medici e ai laboratori, la loro vendita non è rivolta al paziente.
È vietato rivendere, duplicare o divulgare i prodotti contenuti nel presente catalogo senza il consenso scritto di Sweden & Martina S.p.A.
Per ulteriori informazioni sui prodotti, incluse indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali effetti collaterali, si faccia riferimento al sito web di Sweden & Martina S.p.A.

I contenuti del presente catalogo sono quelli aggiornati al momento della pubblicazione. Contattare l'azienda Sweden & Martina per gli aggiornamenti successivi.