

DICHIARAZIONE

Si attesta che la materia prima utilizzata per la produzione cappette, strutture a ponte e Direct Bridges in PMMA mediante la sistemica Cad Cam Echo presenta le seguenti caratteristiche:

Densità	g/cm ³ 53.479
Resistenza a compressione	MPa 110
Modulo di elasticità alla trazione	MPa 53.457
Modulo di elasticità alla flessione	MPa 53.457
Coefficiente di espansione termica lineare	1/K 7x10 ⁻⁵
Assorbimento d'acqua	Mg 30

Il PMMA utilizzato per la produzione delle cappette e delle strutture protesiche Echo è prodotto esclusivamente da fornitori certificati ISO 9001:2000 e ISO 13485:2004.

Sweden & Martina è essa stessa azienda certificata ISO 13485:2004 e ISO 9001:2000

SWEDEN & MARTINA S.p.A.
Elisabetta martina
Responsabile Assicurazione Qualità

01-09-2009