

Novità Endodonzia

i-ROOT



i-ROOT

Rilevatore apicale digitale

i-ROOT appartiene all'ultima generazione dei rilevatori apicali a doppia frequenza. Accurato nelle misurazione e semplice nell'utilizzo, i-ROOT consente di rilevare in maniera precisa la differenza di impedenza apicale senza errori di misurazione.



Specifiche tecniche

Tempo operativo continuato	60 ore
Dimensioni	110x100x117 mm
Peso	390 g
Display	79x70 mm
Batterie	batterie agli ioni di litio (7.2 V, 2200 mAh)

Caratteristiche generali

- i-ROOT garantisce precisione elevata nelle rilevazioni in qualsiasi condizione del canale (asciutto o umido, in presenza di sangue, soluzione salina, EDTA, clorexidina ecc...)
- Consente di verificare facilmente le variazioni della distanza dal forame apicale, monitorandole simultaneamente a livello visivo tramite il display e a livello acustico tramite il segnale sonoro
- Grande display LCD a colori, per una lettura immediata
- Design innovativo e compatto
- i-ROOT è di regolazione rapida e semplice; dispone inoltre di un tester (in dotazione) che permette di verificare autonomamente la corretta taratura dell'apparecchio in qualsiasi momento
- Timer con funzione di spegnimento automatico.

Configurazione standard: unità di controllo, cavo sonde, ganci labiali (5 pz), pinzette portastrumenti (2 pz), prolunga per molari, tester, caricabatterie, istruzioni per l'uso.

codice	descrizione
IROOT-A	Rilevatore apicale i-ROOT, configurazione standard
IR-404010	Set accessori (2 pinzette portastrumenti con cavetto, 1 prolunga per molari, 1 cavo sonde, 5 ganci labiali, 1 tester)
IR-404740	Pinzette portastrumenti con cavetto, 2 pz
IR-404710	Prolunga per molari, 1 pz
IR-404730	Cavo sonde, 1 pz
IR-404720	Ganci labiali, 5 pz



Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
Fax +39.049.9124290
info@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España
info.es@sweden-martina.com
Sweden & Martina Lda - Portugal
info.pt@sweden-martina.com
Sweden & Martina Ltd - United Kingdom
info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com

