



il Sistema Cad-Cam di **sweden & martina**

RICHIESTA PER LA LAVORAZIONE DI DIRECT BRIDGE ECHO

Dati laboratorio

Fatturare a (Ragione sociale): _____

Paziente: _____

Spedire a (indirizzo destinazione merce): _____

Agente S&M: _____

Acconsento al trattamento dei dati personali ex art. 13 d.lgs. 196/2003

Struttura richiesta*

Si prega di leggere le linee guida riportate nel retro e di barrare le apposite caselle per confermarne la presa visione.
Nel caso in cui queste indicazioni vengano disattese la richiesta di lavorazione potrebbe essere respinta.

Tipologia Struttura

18 17 16 15 14 13 12 11

21 22 23 24 25 26 27 28

38 47 46 45 44 43 42 41

31 32 33 34 35 36 37 38

Legenda: ○ = Pilastro ✕ = Elemento mancante

Esempio: (21) ✕ (23)

Note: _____

Sistema Implantologico: _____

Materiale richiesto

TITANIO

OSSIDO DI ZIRCONIO Colore: Bianco Intermedio Scuro

CROMO COBALTO

PMMA Resina biomedicale per provvisori Fibra di vetro

Data: _____ Firma: _____

***LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA ESECUZIONE DI STRUTTURE CON TECNOLOGIE C.A.D./ C.A.M.**

- Il Modello deve essere sviluppato con gessi cl IV di colore chiaro e non con superfici trattate con induritori o altro.
- Non si possono utilizzare lacche spaziatrici, le superfici devono essere pulite (no matite colorate etc...).
- Si prega di inviare un duplicato del modello master con i denti adiacenti tagliati.
- Modelli di riferimento: Wax up passivo della struttura da realizzare.
- I materiali per i Modelli di Riferimento sono: in cera o resina opaca per il wax up.
- La parte relativa all'emergenza implantare con la riproduzione dei tessuti molli deve essere prodotta in resina amovibile da includere tassativamente nel modello.