



il Sistema Cad-Cam di **sweden & martina**

## RICHIESTA PER LA LAVORAZIONE DI MONCONI INDIVIDUALI E CORONE AVVITATE\*

Si prega di leggere le linee guida riportate nel retro e di barrare le apposite caselle per confermarne la presa visione.  
Nel caso in cui queste indicazioni vengano disattese la richiesta di lavorazione potrebbe essere respinta.

Dati laboratorio

Fatturare a (Laboratorio/ragione sociale): \_\_\_\_\_

Paziente: \_\_\_\_\_

Spedire a (indirizzo destinazione merce): \_\_\_\_\_

Agente S&M: \_\_\_\_\_

Acconsento al trattamento dei dati personali ex art. 13 d.lgs. 196/2003

Sistema implantare piattaforma 1: \_\_\_\_\_

Sistema implantare piattaforma 4: \_\_\_\_\_

Misura piattaforma 1: \_\_\_\_\_

Misura piattaforma 4: \_\_\_\_\_

Sistema implantare piattaforma 2: \_\_\_\_\_

Sistema implantare piattaforma 5: \_\_\_\_\_

Misura piattaforma 2: \_\_\_\_\_

Misura piattaforma 5: \_\_\_\_\_

Sistema implantare piattaforma 3: \_\_\_\_\_

Sistema implantare piattaforma 6: \_\_\_\_\_

Misura piattaforma 3: \_\_\_\_\_

Misura piattaforma 6: \_\_\_\_\_

Materiale richiesto

Titanio

Cromo-Cobalto

Zirconia:  Standard

Traslucida

Stratificata

Colore: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

\*LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA ESECUZIONE DI STRUTTURE CON TECNOLOGIE CAD/CAM

---

- Il Modello deve essere sviluppato con gessi cl IV di colore chiaro e non con superfici trattate con induritori o altro.
  - La parte relativa all'emergenza implantare con la riproduzione dei tessuti molli deve essere prodotta in resina amovibile da includere tassativamente nel modello.
  - Si deve riprodurre esattamente il profilo di emergenza come è stato ricondizionato.
  - Si deve tassativamente includere la ceratura diagnostica con il profilo di emergenza.
  - Si prega di esplicitare nelle note il piano protesico finale.
  - Per richiedere una corona avvitata si deve esplicitare questa richiesta nelle note ed allegare al modello un wax-up su calcinabile dell'elemento da realizzare.
- 

I pilastri ECHO Sweden & Martina sono disponibili per i seguenti sistemi implantologici e nei diametri di connessione indicati:

ID sistema	Sistema implantologico	ZIRCONIO Diametri (mm)	TITANIO Diametri (mm)
U	GLOBAL	3.80, 4.30, 4.80, 5.50	3.80, 4.30, 4.80, 5.50
A	PREMIUM	3.80, 4.25, 5.00	3.30, 3.80, 4.25, 5.00
K	KOHNO	3.80, 4.25, 5.00	3.30, 3.80, 4.25, 5.00
E	OUTLINK <sup>2</sup>	4.10, 5.00	3.30, 4.10, 5.00
B	PILOT	3.80, 4.70, 5.70	3.40, 3.80, 4.70, 5.70, 6.70