

IMPRESSION 3D

RÉSINES DETAX

Polymères à haute performance



FREEPRINT® Temp

Couronnes et bridges temporaires
Restaurations des dents antérieures et postérieures
Couleurs : A1, A2, A3



FREEPRINT® Model T

Modèles de travail pour la technique du thermoformage et des aligneurs
Couleurs : bleu clair



FREEPRINT® Denture

Bases prothétiques amovibles
Prothèses totales
Couleurs : rose transparente, rose



FREEPRINT® Model

Modèles de travail pour contrôle
Couleurs : ivoire, gris, sable



FREEPRINT® Ortho

Gabarits chirurgicaux pour
l'implantologie Composants pour
bases orthodontiques
Couleurs : transparent



FREEPRINT® Model 2.0

Modèles master, de travail et de situation
Couleurs : caramel, gris, gris clair, sable



FREEPRINT® Splint 2.0

Implants solidarisés (splints) rigides
Couleurs : transparent



FREEPRINT® IBT

Plateau orthodontique pour la
pose de brackets
Couleurs : transparent



FREEPRINT® Gingiva

Gouttières gingivales souples pour les
modèles 3D
Couleurs : gencive



FREEPRINT® Tray 2.0

Porte-empreintes individuels et
fonctionnels
Bases en résine
Couleurs : vert



FREEPRINT® Cast 2.0

Objets pour coulée dentaire
pour la coulée à la cire perdue
Couleurs : rouge transparent



DETAX

sweden & martina

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temp (enregistré selon le MDR) : transparence naturelle et esthétique de la dent, très haute précision de construction, haute stabilité mécanique, biocompatible.

Denture (enregistré selon le MDR) : bases de prothèses amovibles, prothèse complète biocompatible.

Ortho (enregistré selon le MDR) : très grande stabilité mécanique et construction de précision, vitesse d'impression élevée, stérilisable, biocompatible.

Splint 2.0 (enregistré selon le MDR) : résistance à la flexion et stabilité mécanique élevées, dureté finale initiale élevée, biocompatible.

IBT (enregistré selon le MDR) : élastique et résistant aux fractures, fixation sûre et précise des brackets, biocompatible.

Tray 2.0 (enregistré selon le MDR) : stabilité dimensionnelle élevée, rigidité en torsion, vitesse de construction maximale, compatible avec tous les matériaux d'empreinte, biocompatible.

Model T : résistance aux hautes températures et aux contraintes thermiques dues au processus, résistance élevée aux coupes.

Model : dureté maximale de la surface, stabilité dimensionnelle, aspect agréable au toucher, très bonne précision de construction.

Model 2.0 : reproduction élevée des détails, dureté maximale de la surface et stabilité dimensionnelle, aspect semblable au plâtre et tactile, très bonne précision de construction.

Gingiva : reproduction 3D de segments de modèles gingivaux fonctionnels, excellente élasticité et résistance à la déchirure, esthétique gingivale naturelle.

Cast 2.0 : combustion sans résidus, grande stabilité dimensionnelle après l'impression, résultats précis et sans distorsion, également pour les constructions délicates.
