

Что такое имплантат?

Имплантат - винт, вставленный в верхнюю или нижнюю челюсть стоматологом для замены **натурального корня недостающего зуба**.

Как только **имплантат** установлен, кость закрепляется на нем и начинает нарастать.

На имплантат закрепляется **абатмент**, который служит опорой для **коронки**.


натуральный зуб

корень

коронка


абатмент

имплантат



Имплантаты изготавливаются из медицинского титана, высоко биосовместимого материала, который хорошо принимается организмом. Они могут заменить:

Один зуб



Несколько зубов



Вся челюсть

