

OT EQUATOR® y técnica Easy Fix



OT EQUATOR®

Un aditamento para todos los tipos de prótesis sobre implantes

OT EQUATOR® es un pilar de titanio de perfil bajo y diámetro reducido, disponible para todas las plataformas implantarias de Sweden & Martina. Las dimensiones compactas del sistema permiten su uso incluso en los espacios protésicos más reducidos.

Su **versatilidad** además permite satisfacer las diferentes necesidades de diseño, ofreciendo una amplia gama desde la rehabilitación protésica con sobredentadura hasta la prótesis fija sin tornillos de fijación y sus respectivos orificios.



Dimensiones compactas

máxima estabilidad en espacios mínimos

Diámetro reducido

mínima invasión en los tejidos blandos

Amplia gama

soluciones para todas las plataformas Sweden & Martina

Perfil bajo

ideal para alturas protésicas reducidas

Titanio grado 5 ELI

alta resistencia mecánica y biocompatibilidad

Versatilidad

compatible para sobredentaduras y prótesis fijas

Soluciones disponibles

La geometría del pilar OT EQUATOR®, en combinación con el contenedor para capuchones de acero tradicional, garantiza una retención elevada y duradera. El sistema también permite compensar divergencias implantarias de hasta 15°, manteniendo la eficacia y la funcionalidad de las cápsulas retentivas. Para divergencias implantarias superiores a 15° y hasta 25°, el sistema **Smart Box** es la solución ideal, garantizando una compensación eficaz de las divergencias sin comprometer la funcionalidad del sistema retentivo.

PILAR INDIVIDUAL



Los pilares pueden adquirirse individualmente con el respectivo código.

SET ESTÁNDAR



Ideal para compensar divergencias implantarias de hasta 15°, garantizando el mantenimiento de la funcionalidad de los capuchones retentivos.

Los códigos se refieren al paquete que contiene 1 pilar OT EQUATOR®, 4 capuchones surtidos, 1 contenedor de acero para capuchones y 1 disco protector.

SET CON SMART BOX



La solución ideal para divergencias implantarias superiores a 15° y hasta 25°.

Los códigos se refieren al paquete que contiene 1 pilar OT EQUATOR®, 1 contenedor de capuchones Smart Box, 1 disco protector y 4 capuchones surtidos

Conexión Collex One ø 3.30

implante Prama, Premium Power

h mm		individual	set estándar	set con smart box
0.5	 ø 3.50	030PRP3305-SM	130PRP3305-SM	131PRP3305-SM
1.00		030PRP331-SM	130PRP331-SM	131PRP331-SM
2.00		030PRP332-SM	130PRP332-SM	131PRP332-SM
3.00		030PRP333-SM	130PRP333-SM	131PRP333-SM
4.00		030PRP334-SM	130PRP334-SM	131PRP334-SM
5.00		030PRP335-SM	130PRP335-SM	131PRP335-SM

Conexión Collex One ø 3.80

implante Premium Shelta Power

h mm		individual	set estándar	set con smart box
1.00	 ø 3.85	030PRP381-SM	130PRP381-SM	131PRP381-SM
2.00		030PRP382-SM	130PRP382-SM	131PRP382-SM
3.00		030PRP383-SM	130PRP383-SM	131PRP383-SM
4.00		030PRP384-SM	130PRP384-SM	131PRP384-SM
5.00		030PRP385-SM	130PRP385-SM	131PRP385-SM

Conexión Ext Hex 2.40 h 1 mm

implante Outlink²

h mm		individual	set estándar	set con smart box
2.00		030ONK332-SM	130ONK332-SM	131ONK332-SM
3.00		030ONK333-SM	130ONK333-SM	131ONK333-SM
4.00		030ONK334-SM	130ONK334-SM	131ONK334-SM
5.00		030ONK335-SM	130ONK335-SM	131ONK335-SM

Conexión Ext Hex 2.70 h 0.7 mm

sistema Outlink³, Syra

h mm		individual	set estándar	set con smart box
2.00		030ONK412-SM	130ONK412-SM	131ONK412-SM
3.00		030ONK413-SM	130ONK413-SM	131ONK413-SM
4.00		030ONK414-SM	130ONK414-SM	131ONK414-SM
5.00		030ONK415-SM	130ONK415-SM	131ONK415-SM

Conexión DAT

implante CSR

h mm		individual	set estándar	set con smart box
1.00		030CDT1-SM	130CDT1-SM	131CDT1-SM
2.00		030CDT2-SM	130CDT2-SM	131CDT2-SM
3.00		030CDT3-SM	130CDT3-SM	131CDT3-SM
4.00		030CDT4-SM	130CDT4-SM	131CDT4-SM
5.00		030CDT5-SM	130CDT5-SM	131CDT5-SM

Conexión DAT-N

implante CSR

h mm		individual	set estándar	set con smart box
1.00		030CDTN1-SM	130CDTN1-SM	131CDTN1-SM
2.00		030CDTN2-SM	130CDTN2-SM	131CDTN2-SM
3.00		030CDTN3-SM	130CDTN3-SM	131CDTN3-SM
4.00		030CDTN4-SM	130CDTN4-SM	131CDTN4-SM
5.00		030CDTN5-SM	130CDTN5-SM	131CDTN5-SM

Youse I

h mm		individual	set estándar	set con smart box
1.00		030YI1	130YI1	131YI1
2.00		030YI2	130YI2	131YI2
3.00		030YI3	130YI3	131YI3
4.00		030YI4	130YI4	131YI4
5.00		030YI5	130YI5	131YI5
6.00		030YI6	130YI6	131YI6

Youse V narrow

h mm		individual	set estándar	set con smart box
1.00		030YVN1	130YVN1	131YVN1
2.00		030YVN2	130YVN2	131YVN2
3.00		030YVN3	130YVN3	131YVN3
4.00		030YVN4	130YVN4	131YVN4
5.00		030YVN5	130YVN5	131YVN5
6.00		030YVN6	130YVN6	131YVN6

Youse V regular

h mm		individual	set estándar	set con smart box
1.00		030YVR1	130YVR1	131YVR1
2.00		030YVR2	130YVR2	131YVR2
3.00		030YVR3	130YVR3	131YVR3
4.00		030YVR4	130YVR4	131YVR4
5.00		030YVR5	130YVR5	131YVR5
6.00		030YVR6	130YVR6	131YVR6

Accesorios OT EQUATOR®


	144AE	Análogo de laboratorio
	044CAIN	Transfer de impresión normo, 2 ud.
	100PD	Discos protectores, 10 ud.
	140CEG	Capuchones Equator amarillos, 4 ud.
	140CEN	Capuchones Equator negros, 4 ud.
	140CER	Capuchones Equator rosas, 4 ud.
	140CET	Capuchones Equator blancos/transparentes, 4 ud.
	140CEV	Capuchones Equator violetas, 4 ud.
	141CAE	Contenedores inox de capuchones, 2 ud.
	330SBE	Smart Box OT EQUATOR® con capuchón negro
	192ECE	Kit de capuchones Equator • 1 contenedor inox de capuchones • 1 capuchón negro de laboratorio • 4 capuchones retentivos (1 amarillo extra-suave, 1 rosa suave, 1 blanco transparente estándar, 1 violeta fuerte) • 1 disco protector
	485IC	Extractor/insertor de capuchones
	774CQAET	Llave cuadrada

Técnica Easy Fix para prótesis fija sobre pilares OT EQUATOR®

Easy Fix es la solución desarrollada por Rhein 83 para la realización de rehabilitaciones protésicas Full arch fijas sobre implantes, sin orificios de tornillo, mediante el uso de los pilares OT EQUATOR®. El **T-Base** específico integra un innovador anillo seeger, diseñado para compensar desalineaciones implantarias de hasta 60°. El anillo garantiza además la retención de la prótesis. Está disponible en tres variantes diferentes con fuerzas retentivas crecientes, seleccionables en función del número de implantes utilizados.


Easy Fix representa una solución versátil que combina **control, seguridad y libertad de diseño**, permitiendo al clínico realizar rehabilitaciones fijas sobre cualquier plataforma implantaria de Sweden & Martina.

El uso de un único componente durante todas las fases quirúrgicas y protésicas simplifica el flujo de trabajo, reduciendo la gestión de componentes y accesorios, los tiempos operativos y el uso de materiales y herramientas, con ventajas concretas para la clínica y el laboratorio. El pilar **OT EQUATOR®** es además perfectamente integrable en los modernos flujos digitales y es compatible con los principales softwares CAD-CAM.



Extracción sencilla y atraumática de la prótesis

La **técnica Easy Fix** permite preparar un **único orificio de desbloqueo**, a través del cual insertar la herramienta adecuada. Atornillando la herramienta de desbloqueo en el T-Base Easy Fix, la prótesis se eleva progresivamente, permitiendo su extracción de manera **sencilla, rápida y atraumática**.



El orificio de desbloqueo puede colocarse en el punto más adecuado desde el punto de vista estético y funcional, garantizando la **máxima libertad de diseño** en la realización del trabajo protésico.

La facilidad de extracción de la prótesis también simplifica los procedimientos de higiene y los controles periódicos, contribuyendo a la salud de los tejidos periimplantarios.



Componentes para la técnica Easy Fix

Los componentes necesarios para la realización de la técnica Easy Fix están disponibles en diferentes configuraciones, para responder a las distintas necesidades clínicas y de laboratorio: **T-Base** vendidas individualmente, **kit seeger** en diferentes configuraciones y **kit Easy Fix con T-Base** disponibles en dos versiones.

T-Base Easy Fix en titanio			Kit seeger Easy Fix en PEEK		
h mm					
4.00		RMEF		KSEF	Kit que contiene 4 seeger: negro, rosa, marfil, blanco
6.00		RMAEF		KSL	Kit que contiene 4 seeger negros
6.00				KSM	Kit que contiene 4 seeger rosa
9.00		RMLEF		KSSO	Kit que contiene 4 seeger marfil
				KSST	Kit que contiene 4 seeger blancos

4 Easy Fix T-Base				
h mm				
4.00		KEF4MEF	Kit que contiene: 4 T-Base ø 3,5 mm, 1 locking screw, 4 seeger blancos strong, 4 seeger rosa medium, 4 seeger marfil soft, 4 seeger negros uso laboratorio	
6.00		KEF4MAEF	Kit que contiene: 4 T-Base ø 3,5 mm, 1 locking screw, 4 seeger blancos strong, 4 seeger rosa medium, 4 seeger marfil soft, 4 seeger negros uso laboratorio	
9.00		KEF4MLEF	Kit que contiene: 4 T-Base ø 3,5 mm, 1 locking screw, 4 seeger blancos strong, 4 seeger rosa medium, 4 seeger marfil soft, 4 seeger negros uso laboratorio	

Kit Easy Fix T-Base				
h mm				
4.00		KMSRF	Kit que contiene: 1 T-Base ø 3,5 mm y 4 seeger peek: 1 blanco strong, 1 rosa medium, 1 marfil soft, 1 negro uso laboratorio	
6.00		KMASRF	Kit que contiene: 1 T-Base ø 3,5 mm y 4 seeger peek: 1 blanco strong, 1 rosa medium, 1 marfil soft, 1 negro uso laboratorio	
9.00		KMLSRF	Kit que contiene: 1 T-Base ø 3,5 mm y 4 seeger peek: 1 blanco strong, 1 rosa medium, 1 marfil soft, 1 negro uso laboratorio	

Accesorios para técnica Easy Fix



144TLE Transfer largo con tornillo h 11,50 mm



145SAE Scan abutment con tornillo



149TEF Tornillo de sellado



149VEF Locking screw



239VSEF Tornillo espaciador



240GCEF Cánula calcinable corta h 4,00 mm



240GCAEF Cánula calcinable h 6,00 mm



240GCLEF Cánula calcinable larga h 9,00 mm



491EEF Insertador-tester-extractor



491SEIM Herramienta insertadora T-Base



761EEF Herramienta de desbloqueo h 17,90 mm



761ELEF Herramienta de desbloqueo larga h 23,90 mm



rev. 07-26



Sweden & Martina S.p.A.

Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L.

Avenida de la Industria, 4
Parque Empresarial Natea Business Park
Edificio 0, Portal 2, Oficina Bajo C
28108 Alcobendas, Madrid
Tél: 963525895 - 900535617
info.es@sweden-martina.com

Sweden & Martina Lda

Av. Miguel Bombarda, 35
1050-161 Lisboa, Portugal
Tel. +351 210509559
info.pt@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom

info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com
Sweden Martina România srl - România
info.ro@sweden-martina.com
Sweden & Martina France Sarl - France
info.fr@sweden-martina.com

Los artículos presentes en la publicación son dispositivos médicos marcados CE 0425 fabricados por Rhein 83 S.r.l. Via E.Zago, 10/ABC, 40128 Bologna Italia



Algunos productos podrían no estar disponibles para todos los mercados.
La marca OT EQUATOR® es propiedad de Rhein 83 S.r.l.

Estos productos deberán usarse en estudios médicos y en laboratorios, su venta no está dirigida para el paciente.

Está prohibido vender, duplicar o divulgar los productos contenidos en este catálogo sin el consentimiento escrito de Sweden & Martina S.p.A.

Para más información sobre los productos, consulte el sitio web de Sweden & Martina S.p.A.

Todos los contenidos presentes en este catálogo están actualizados. Contactar con la empresa Sweden & Martina S.p.A., para las actualizaciones siguientes.