

PRAMA **ALL**



PRAMA ALL

THE ONE TIME IMPLANT WITH INTEGRATED STRAIGHT OR ANGLED ABUTMENT

Restaurări protetice înșurubate imediate, rapide și fără compromisuri.

O soluție concepută pentru a simplifica procedurile și a extinde opțiunile de tratament, rămânând în concordanță cu principiile Prama: respect pentru țesuturile moi, protetică optimizată management și rezultate stabile în timp.

Evoluție „pentru toate” cazurile cu simplitatea unui implant ONE-TIME și inovația unei conexiuni înclinată.

Implanturile într-o singură etapă sunt o soluție eficientă pentru cazuri clinice selectate, în care simplitatea chirurgicală și reducerea timpilor de tratament joacă un rol fundamental. O abordare rațională, concepută pentru a răspunde nevoilor specifice, cu protocoale simplificate și fiabile.

Abutmentul pentru proteze înșurubate neparalele este integrat în implant și este ideal pentru reabilitări cu încărcare imediată.

OPTIMIZAREA TIMPULUI ȘI SIMPLIFICAREA PROTOCOLULUI

Integrarea dintre partea endosoasă și componenta transmucozală, combinată cu designul ONE TIME, scurtează timpii chirurgicali și protetici, facilitând adoptarea protocoalelor de încărcare imediată.



**Alegerea perfectă
pentru reabilitări
multiple și full
arch în prezența
disparalelismului.**

Platformă PRAMA ALL

PLATFORMĂ DE CONEXIUNE UNICĂ

Comună tuturor diametrelor
implanturilor pentru o abordare
protetică simplificată

STABILITATE MECANICĂ ȘI GESTIONAREA ȚESUTURILOR


Conexiunea unică și precisă previne
microdeplasările și garantează o stabilitate
primară mai mare, esențială în tratamentele
cu încărcare imediată. Această soluție
optimizează gestionarea țesuturilor moi încă
din primele etape ale intervenției chirurgicale.

GÂT UTM

Suprafața concepută
pentru interfața
dintre țesuturile moi
și cele dure



Unde este nevoie,
convergența lasă
mai mult spațiu
pentru țesuturile
moi



PRAMA ALL

Morfologie Power: calitate dovedită




FREZE APICALE

Proiectate pentru a facilita inserarea și decompresia cheagului



APEX


Conic, cu o spirală mai adâncă pe toată lungimea sa, asigură stabilitate, în special în cazurile post-extracție



SPIRĂ REVERSE BUTTRESS


Ascuțit și penetrant chiar și în osul dur, optimizează distribuția sarcinilor

Prama All, drept




PRAMA ALL		
corp h	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●
8.50 mm	 LA-ZT-380-085-D	 LA-ZT-425-085-D
10.00 mm	 LA-ZT-380-100-D	 LA-ZT-425-100-D
11.50 mm	 LA-ZT-380-115-D	 LA-ZT-425-115-D
13.00 mm	 LA-ZT-380-130-D	 LA-ZT-425-130-D
15.00 mm	 LA-ZT-380-150-D	 LA-ZT-425-150-D
18.00 mm	 LA-ZT-380-180-D	 LA-ZT-425-180-D

Prama All, unghi de 17°



PRAMA ALL		
corp h	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●
8.50 mm	 LA-ZT-380-085-A17	 LA-ZT-425-085-A17
10.00 mm	 LA-ZT-380-100-A17	 LA-ZT-425-100-A17
11.50 mm	 LA-ZT-380-115-A17	 LA-ZT-425-115-A17
13.00 mm	 LA-ZT-380-130-A17	 LA-ZT-425-130-A17
15.00 mm	 LA-ZT-380-150-A17	 LA-ZT-425-150-A17
18.00 mm	 LA-ZT-380-180-A17	 LA-ZT-425-180-A17

Prama All, unghi de 30°



PRAMA ALL		
corp h	ø 3.80 ●	ø 4.25 ●
8.50 mm	 LA-ZT-380-085-A30	 LA-ZT-425-085-A30
10.00 mm	 LA-ZT-380-100-A30	 LA-ZT-425-100-A30
11.50 mm	 LA-ZT-380-115-A30	 LA-ZT-425-115-A30
13.00 mm	 LA-ZT-380-130-A30	 LA-ZT-425-130-A30
15.00 mm	 LA-ZT-380-150-A30	 LA-ZT-425-150-A30
18.00 mm	 LA-ZT-380-180-A30	 LA-ZT-425-180-A30

PRAMA ALL ȘI CHIRURGIA GHIDATĂ



Utilizarea software-ului **Archiplan** permite o planificare precisă a cazului, care este gestionat prin șabloane demontabile, compuse dintr-o structură printată și o bară frezată deja echipată cu cilindri de ghidare.



Chirurgia ghidată este deosebit de simplificată datorită disponibilității instrumentarului dedicat: kituri chirurgicale complete cu freze, mucotoame, nivelatoare, drivere, șurubelnițe și tot ce este necesar pentru a efectua chirurgia ghidată.

Implantul **Prima All** poate fi utilizat atât în chirurgia ghidată, cât și în tehnica tradițională. Orientarea unghiulară este ușor de identificat datorită mounter-ului preasamblat inclus.



Drept



Angulat 17°




Angulat 30°

PRAMA ALL ȘI DIGITAL ATELIER

Punctul tău unic de referință pentru gestionarea completă a fluxurilor digitale realizate pe bază de prescripție.
O echipă specializată care te însoțește în fiecare etapă, cu servicii integrate de:

- Proiectare de proteze personalizate și planificare chirurgicală individualizată, pentru soluții la comandă care răspund cerințelor clinice specifice;
- Producție de proteze personalizate, realizate cu tehnologii avansate și materiale selectate pentru a garanta precizie și fiabilitate;
- Realizarea de șabloane chirurgicale personalizate, pentru a susține intervențiile ghidate și minim invazive;
- Suport tehnic dedicat, pentru a te asista în gestionarea cazurilor și în utilizarea soluțiilor Digital Atelier.




Kit Prama Power

Trusă chirurgicală completă cu instrumentele necesare pentru introducerea implanturilor Prama Power (cod. ZPRAMA-INT).

Toate instrumentele pot fi achiziționate individual ca piese de schimb.

- 1 Freză lance
FS-230
- 2 Pini de paralelism
PPTL-2-28
- 3 Freză intermediară
• FGS-340/425
- 4 Freză pilot*
• FPT3-200-LXS
- 5 Stop pentru freza pilot
• STOP4-200-085
• STOP4-200-100
• STOP4-200-115
• STOP4-200-130
• STOP4-200-150
- 6 Freză cilindrică intermediară $\varnothing$ 2,50 mm*
• FFT3-250-LXS
- 7 Stop pentru freză cilindrică intermediară $\varnothing$ 2.50 mm
• STOP4-250-085
• STOP4-250-100
• STOP4-250-115
• STOP4-250-130
• STOP4-250-150
- 8 Freze conice intermediare
• SE-FK250
- 9 Stop pentru freză conică intermediară
CSR-STOP-2028-085
CSR-STOP-2028-100
CSR-STOP-2028-115
CSR-STOP-2028-130
CSR-STOP-2028-150
- 10 Freze cu capăt cilindric*
• FFT3-280-LXS pentru implanturi $\varnothing$ 3,30 mm
• FFT3-300-LXS pentru implanturi $\varnothing$ 3,80 mm
• FFT3-340-LXS pentru implanturi $\varnothing$ 4,25 mm
• FFT3-425-LXS pentru implanturi $\varnothing$ 5.00 mm
- 11 Stop pentru freze cilindrice FFT3-280-LXS
• STOP4-280-085
• STOP4-280-100
• STOP4-280-115
• STOP4-280-130
• STOP4-280-150
- 12 Stop pentru freze cilindrice FFT3-300-LXS
• STOP4-300-085
• STOP4-300-100
• STOP4-300-115
• STOP4-300-130
• STOP4-300-150
- 13 Stop pentru freze cilindrice FFT3-340-LXS
• STOP4-340-085
• STOP4-340-100
• STOP4-340-115
• STOP4-340-130
• STOP4-340-150
- 14 Stop pentru freze cilindrice FFT3-425-LXS
• STOP4-425-085
• STOP4-425-100
• STOP4-425-115
• STOP4-425-130
• STOP4-425-150
- 15 Freze conice
• SH-FK380-085
• SH-FK380-100
• SH-FK380-115
• SH-FK380-130
• SH-FK380-150
- 16 Replici
• SH-380-085-RP
• SH-380-100-RP
• SH-380-115-RP
• SH-380-130-RP
• SH-380-150-RP
- 17 Freze conice
• SH-FK425-085
• SH-FK425-100
• SH-FK425-115
• SH-FK425-130
• SH-FK425-150
- 18 Replici
• SH-425-085-RP
• SH-425-100-RP
• SH-425-115-RP
• SH-425-130-RP
• SH-425-150-RP
- 19 Freze conice
• SH-FK500-085
• SH-FK500-100
• SH-FK500-115
• SH-FK500-130
• SH-FK500-150
- 20 Replici
• SH-500-085-RP
• SH-500-100-RP
• SH-500-115-RP
• SH-500-130-RP
• SH-500-150-RP



Trusa de instrumente L-TRAYL-INT în Radel.

*Consultați pagina 37 pentru avertismentele privind dimensiunea instrumentelor

Pentru secvențele chirurgicale de pregătire a sitului implantar, vă invităm să consultați protocoalele chirurgicale ale implanturilor Prama Power, disponibile în catalogul aferent și care pot fi consultate și pe site-ul web www.sweden-martina.com.

- 21** Stop pentru freze conice
- SH-STOP4-FK380
 - SH-STOP4-FK425
 - SH-STOP4-FK500

- 22** Freze countersink
- A-FCC-380
 - A-FCC-425
 - A-FCC-500

- 23** Drive de inserție implanturi Easy Insert
- EASYC4-EX230-CA

EASYL4-EX230-CA

EASY4-EX230-EX

- 24** Chei chirurgicale digitale
- HSMXS-20-DG HSM-20-DG HSM-20-DG

- Chei protetice**
- HSM-20-CA HSM-20-EX HSM-20-EX

- 25** Cheie dinamometrică
- CR15-KIT

- 26** Extensii și adaptor

PROF-CAL3
Extensie pentru freză chirurgicală

BPM-15
Extensie pentru instrumente cu conexiune hexagonală

B-AVV-CA3
Adaptor cu accesoriu contra-angular pentru instrumente cu conexiune hexagonală

- 27** Adaptor pentru instrumente cu conexiune hexagonală
- AVV3-MAN-DG

- 28** Adaptor pentru instrumente cu conexiune hexagonală
- AVV-CA-DG-EX

- 29** Tarozi conici
- SH-MS-380-CA
 - SH-MS-425-CA
 - SH-MS-500-CA

- 30** Tarozi cilindrici
- SM-MS-330
 - A-MS-380
 - A-MS-425
 - A-MS-500

- 31** Pini pentru poziționarea gâtului
- L-PP-085
 - L-PP-100
 - L-PP-115
 - L-PP-130
 - L-PP-150

Transparențe radiografice incluse în kit, care pot fi comandate separat sub codurile L-L100 (dimensiuni reale), L-L120 (dimensiuni mărite cu 20%), L-L130 (dimensiuni mărite cu 30%).

Trusă chirurgicală pentru intervenții chirurgicale ghidate cu implanturile Prama Power

Trusă chirurgicală completă cu instrumentele necesare pentru inserția chirurgicală ghidată a implanturilor Prama Power (cod. ZGS-PRO-A-INT). Tava conține câteva sloturi pentru instrumentele care se referă la diferite sistematici. Prin urmare, aceste instrumente nu sunt incluse în trusa standard.



Freze opționale pentru pregătirea implanturilor h 18.00 mm.

18 Freze pentru pregătirea implanturilor h 18.00 mm ϕ 4.25
GS-F200-180-550
GS-F340-180-550

17 Freze pentru pregătirea implanturilor h 18.00 mm ϕ 3.80 mm
GS-F200-180-415
GS-F300-180-415


16 Pini și freze pentru pini
GS-PIN (4 buc.) GS-FPN-148

15 Adaptor pentru instrumente cu conexiune hexagonală
AVV3-MAN-DG

14 Cheie dinamometrică
CRI5-KIT

13 Driver de fixare
EASY4-EX250-EX
EASYC4-EX250-CA

12 Freze pentru gât
GS-FCS-A380 pentru implant ϕ 3,80 mm
GS-FCS-A425 pentru implant ϕ 4,25 mm
GS-FCS-A500 pentru implant ϕ 5.00 mm



Frezele opționale pentru pregătirea implanturilor cu înălțimea de 6,00 mm pot fi comandate, de asemenea, cumulativ, ca set suplimentar sub codul GS-PROA-INTEGRA-060.

5

Freze de implant opționale h 6.00 mm ø 3.80 mm
GS-F200-060-415
GS-F250-060-415
GS-F280-060-415
GS-F300-060-415



6

Freze de implant opționale h 6.00 mm ø 4.25 și 5.00 mm
GS-F200-060-550
GS-F300-060-550
GS-F340-060-550
GS-F425-060-550




7

Freze intermediare pentru inel ghid ø 4,15 mm
GS-F200-085-415
GS-F200-100-415
GS-F200-115-415
GS-F200-130-415
GS-F200-150-415



GS-F250-085-415
GS-F250-100-415
GS-F250-115-415
GS-F250-130-415
GS-F250-150-415



8

Freze finale pentru inel ghid ø 4,15 mm
GS-F280-085-415
GS-F280-100-415
GS-F280-115-415
GS-F280-130-415
GS-F280-150-415



GS-F300-085-415
GS-F300-100-415
GS-F300-115-415
GS-F300-130-415
GS-F300-150-415

9

Freze intermediare pentru inel ghid ø 5,50 mm
GS-F200-085-550
GS-F200-100-550
GS-F200-115-550
GS-F200-130-550
GS-F200-150-550



GS-F300-085-550
GS-F300-100-550
GS-F300-115-550
GS-F300-130-550
GS-F300-150-550

11

Freză tarodare
GS-SM-MS-330 pentru implant cu diametrul de 3,30 mm
GS-MS-A380 pentru implant cu diametrul de 3,80 mm
GS-MS-A425 pentru implant cu ø 4,25 mm
GS-MS-A500 pentru implant cu diametrul de 5,00 mm



10

Freze pentru implant ø 4,25 mm cu inel ghid ø 5,50 mm
GS-F340-085-550
GS-F340-100-550
GS-F340-115-550
GS-F340-130-550
GS-F340-150-550



Freze pentru implanturi ø 5,00 mm cu inel ghid ø 5,50 mm
GS-F425-085-550
GS-F425-100-550
GS-F425-115-550
GS-F425-130-550
GS-F425-150-550

PRAMA ALL

Pentru restaurări cu fixare directă Soluția solidă cu volum minim

Cu **șurubul protetic de 2,5 mm**, Prama All garantează o forță mecanică superioară, concepută pentru a face față fără compromisuri chiar și celor mai intense solicitări, oferind o libertate protetică mai mare datorită înălțimii verticale reduse.

Dar nu este vorba doar de robustețe: este comoditatea unui implant care nu necesită componente suplimentare și care simplifică fiecare etapă a tratamentului. Geometria convergentă a gâtului Prama ghidează țesuturile și facilitează o protezare precisă și stabilă, asigurând o rezistență pe termen lung.



șurub 2,5 mm
O SOLIDITATE FĂRĂ
PRECEDENT




VOLUM VERTICAL REDUS
CU APROXIMATIV 2 MM
comparativ cu soluțiile
tradiționale: libertate mai
mare de proiectare protetică.

Implantul își menține integritatea chiar dacă șurubul se rupe: este suficient să înlocuiți convertorul.

Se recomandă strângerea convertorului cu un cuplu de 30–35 Ncm, folosind cheia specială disponibilă ca accesoriu separat.

Linia protetică Prama All

Transfer Pick-up



PTA-TRA-M

Șurub PTA-VTRAL-250 inclus.

Bonturi de vindecare

din titan



PTA-CG



PTA-CGT

Șurub PTA-VPA-250 inclus.


Componente Prama All pentru rebazare și tehnică de lipire

din titan
nerepoziționabil



PTA-CT-M

din PEEK
nerepoziționabil



PTA-CP-M

din PMMA
nerepoziționabil



PTA-CC-M

Șurub PTA-VPA-250 inclus.

Componente Prama All pentru proteză digitală

scanbody intraoral



PTA-INT-CAMTRA-L

analog digital



PTA-ANA-DIG

T-Connect pentru proteză
multiplă



PTA-TC-M-C4

sleeve calcinabil rotativ
pentru PTA-TC-M-C4



PTA-CCTC-M-C4

Scanbody: șurub PTA-VPA-250-L inclus.

Analog digital: șurub VADIG-180 inclus.

T-Connect pentru proteză multiplă: șurub PTA-VPA-250 inclus. Pentru utilizarea șurubului pentru orificiu înclinat, contactați direct centrul de servicii Digital Atelier.

Pilon calcinabil cu bază metalică

pilastru din PMMA cu
bază din crom-cobalt,
nerepoziționabil



PTA-UCRCO


Șurub PTA-VPA-250 inclus.

PRAMA ALL cu Converter

Soluția care convertește platforma la standard

Când este nevoie de flexibilitate, Prama All se adaptează: datorită **Converter-ului Prama All**, se pot utiliza suprastructuri standard pentru bonturi drepte și angulate pentru proteze înșurubate neparalele.

Cu **șurubul de 1,4 mm**, această soluție oferă clinicianului libertatea de a utiliza o platformă standard. O transformare rapidă, fără a renunța la siguranță.



Converter Prama All

PTA-CONV-PADR.....



Converter



convertor **PTA-CONV-PADR***

pachet de 10 unități **PTA-CONV-PADR-10**

**Ambalat cu carrier dedicat.*

Cuplu recomandat pentru strângerea convertorului 25-30 Ncm.

Cheiță pentru convertor



PTA-CONV-AVV**

***vândut asamblat cu șurub de siguranță pentru cheia PTA-CONV-V-AVV.*

Șurub de siguranță pentru cheie



șurub

PTA-CONV-V-AVV

Suprastructuri standard utilizabile cu Converterul

Bonturi de vindecare

capă de vindecare din titan



PADR-CG

capă de vindecare PEEK




PADR-CGP

PADR-CG: șurub PAD-VP-140 inclus. | PADR-CGP: șurub PAD-VCGP-140 inclus.

Amprentarea

garnitură de amprentă snap-on




PADR-CAP-EX

transfer pick-up , nu se poate repositiona



PADR-TRA

analog




PADR-ANA

Transfer pick-up: șurub PAD-VTRAL-140 inclus.

Componente pentru rebazarea și tehnica de lipire

Canulă PEEK, neindexată



PADR-CP

canulă din titan, neindexată



PADR-CT

Canulă calcinabilă din PMMA
(șurubul nu este inclus)



PADR-CEM

Canulă calcinabilă din PMMA,
neindexată



PADR-CC

canulă din titan fără suport,
pentru restaurări estetice



PADR-BAS

PAD-VP-140 inclus.

Bont calcinabil cu bază metalică

Bont din PMMA cu bază din crom
cobalt, nu este repositionabil




PADR-UCRCO

Șurub PAD-VP-140 inclus.

Componente pentru proteze digitale

Scanbody intraoral cu înșurubare
directă**



Y-AVV-SB-DIG-NX

Scanbody intraoral cu înșurubare
directă, lung**



Y-AVV-SBL-DIG-NX

analog digital pentru bont



PADR-ANA-DIG

canulă de lipire rotativă pentru
abutment cu con h . 4



PADR-TC-M-4

canulă de lipire rotativă pentru
abutment cu con h 8 cu
gradații de reducere



PADR-TC-M-8

canulă rotativă de lipire pentru
abutment pentru orificiu înclinat



PADR-TCA-M**

sleeve calcinabil rotativ pentru
PADR-TC-M-4 și PADR-TC-M-8



PADR-TC-CC-M-8

sleeve calcinabil indexat pentru
PADR-TCA-M



PADR-TC-CC-S-8

Scanbody și canule pentru lipire: șurub PAD-VP-140 inclus.

Analog digital: șurub VADIG-180 inclus.

**Utilizați cheia specială YV-CV-MAN-M.*

***Canulă pentru lipire rotativă pentru orificiu înclinat:*

șurubul PAD-VPA-140 nu este inclus, trebuie comandat separat.

Șuruburi protetice clinice și de laborator

Pini indicatori de direcție

	P-IND-A17	pentru verificarea preparării și alegerea angulației înclinat la 17°
	P-IND-A30	pentru verificarea preparării și alegerea angulației înclinat la 30°
	P-IND-DIR	pentru verificarea poziționării platformei protetice pentru montator unghiular

Șuruburi protetice clinice

Șuruburi pentru Prama All

	PTA-VTRA-250	pentru transfer PTA-TRA-M, standard
	PTA-VTRAL-250	pentru transfer PTA-TRA-M, lung
	PTA-VTRAL-250-MAN	pentru transfer PTA-TRA-M, pentru înșurubare manuală
	PTA-VPA-250	pentru componente protetice pe Prama All, 2,5 mm
	PTA-VPA-250-10	pentru componente protetice pe Prama All, 2,5 mm pachet de 10 bucăți

Șuruburi pentru bonturi protetice pe Converter

	PAD-VTRAL-140	pentru transfer Pick-up, lung
	PAD-VTRA-140	pentru transfer Pick-up, standard
	PAD-VTRAL-140-MAN	pentru transfer Pick-up, pentru înșurubare manuală
	PAD-VP-140	pentru componente protetice pe bont PADe
	PAD-VP-140-10	pentru componente protetice pe bont PADe, pachet de 10 unități
	PAD-VPA-140	șurub de prindere pentru PADR-TCA-M pentru a fi utilizat cu șurubelnițele dedicate DSPDCLH-24 și DSPDCLH-32

Șuruburi de strângere pentru proteze CAD-CAM

	PTA-VCAM-250	pentru strângerea suprastructurilor din oxid de zirconiu pe Prama All
	PTA-CAMPRON-10	inele de amortizare pentru capul șurubului de strângere pentru Prama All
	PAD-VCAM140	pentru fixarea suprastructurilor din oxid de zirconiu pe abutmenturi PADe
	CAMPRON205-10	inele de amortizare a capului șurubului de strângere
	VADIG-180	șurub de strângere pentru analogi digitali
	PIN-ANA-DIG	pin pentru analog digital
	INS-ANA-180	suport pentru inserarea analogului digital M 1,8

Cuplu recomandat pentru strângerea componentelor protetice

8-10 Ncm	șuruburi chirurgicale de închidere, transmucoase de vindecare, șuruburi de transfer
15-20 Ncm	toate șuruburile protetice M 1.4
20-25 Ncm	toate șuruburile protetice M 2.5
25-30 Ncm	toate componentele protetice cu înșurubare directă pe implanturi (es. Converter)

Notă importantă

Șuruburile de strângere sunt întotdeauna incluse în ambalajul fiecărei componente protetice, cu excepția cazurilor indicate în mod expres. Se recomandă utilizarea șuruburilor de testare pentru fazele de laborator și păstrarea șurubului nou furnizat pentru fixarea definitivă în gură.



rev. 06-26



Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com
www.prama.sweden-martina.com

Sweden Martina Romania srl
Strada Wilhelm Filderman nr. 18 Sector 3
030866 București - România
Sediu: 0040 0374 96 88 55
info.ro@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom
info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com
Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España
info.es@sweden-martina.com
Sweden & Martina Lda - Portugal
info.pt@sweden-martina.com
Sweden Martina France Sarl - France
info.fr@sweden-martina.com

ESTE POSIBIL CA UNELE PRODUSE SĂ NU FIE REGLEMENTATE/ELIBERATE PENTRU VÂNZARE PE TOATE PIEȚELE.

Implanturile, componentele protetice și instrumentele chirurgicale prezentate în publicație sunt dispozitive medicale și sunt fabricate de Sweden & Martina S.p.A., cu excepția:

- Bontul de localizare și componentele aferente sunt dispozitive medicale fabricate de Zest Anchors, Inc., 2875 Loker Avenue East, Carlsbad, CA 92010, SUA. Locotor este o marcă comercială înregistrată a Zest Anchors, Inc.
- Bonturile Dynamic Abutment, Dynamica Interphase și componentele aferente sunt dispozitive medicale fabricate de Talladium España S.L., Avenida Blondel, 54 3º, 25002 Lleida, Spania. Dynamic Abutment și Interphase Dynamica sunt mărci comerciale înregistrate ale Talladium.
- Cheia dinamometrică și adaptorul pentru cheie dinamometrică TWL sunt dispozitive medicale fabricate de Elos Medtech Pinol A/S, Engvej 33, 3330 Gorlose, Danemarca. Articolele prezente respectă standardele ISO 9001 și ISO 13485 și sunt înregistrate cu marcajul CE în conformitate cu Regulamentul (UE) Dispozitive medicale n.2017/745.

Fabrica din Sweden & Martina produce dispozitive medicale în conformitate cu cGMP în vigoare în SUA și în alte țări din întreaga lume.



Este posibil ca unele produse să nu fie disponibile pe toate piețele.

Toate mărcile comerciale din publicație sunt proprietatea Sweden & Martina, cu excepția produselor pentru care este indicat altfel. Aceste produse sunt destinate cabinetelor medicale și laboratoarelor, vânzarea lor nu se adresează pacientului.

Este interzisă revinderea, duplicarea sau distribuirea produselor conținute în această publicație fără acordul scris al Sweden & Martina S.p.A.

Pentru mai multe informații despre produse, inclusiv indicații, contraindicații, avertismente, precauții și potențiale efecte secundare, vă rugăm să consultați site-ul web Sweden & Martina S.p.A. Conținutul este actualizat la momentul publicării. Vă rugăm să contactați Suedia și Martina pentru actualizări suplimentare.