# Abutment SC


*pour implants CSR*



sweden & martina


# Pilier SC pour implants CSR

## Conçu pour la réalisation de couronnes unitaires, préservant les tissus mous et simplifiant la réhabilitation prothétique



### Connexion hexagonale pour la mise en place de la couronne





### Surface UTM


La surface UTM se caractérise par une **microrainure régulière** qui oriente le mouvement des fibroblastes, favorisant ainsi l'accélération du processus de cicatrisation et le maintien à long terme de tissus mous péri-implantaires stables et sains.



### Vis M2.0

La **vis prothétique de 2,00 mm** offre une résistance mécanique supérieure, **conçue pour supporter même les charges les plus élevées** sans aucun compromis.





L'assemblage conométrique et l'absence de vis traversante garantissent une **étanchéité sûre et fiable** contre l'infiltration bactérienne.



**Une plateforme prothétique unique pour les deux types de connexions implantaires, pour** une approche simplifiée.

Le pilier est **fourni avec un préhenseur pour le placement**.








## Pilier SC

| h mm | Connexion DAT-N | Connexion DAT |
|---|---|---|
| 2.00 mm |   **VSR-PLS-N-2-ROT** |   **VSR-PLS-2-ROT** |
| 3.00 mm |   **VSR-PLS-N-3-ROT** |   **VSR-PLS-3-ROT** |
| 4.00 mm |   **VSR-PLS-N-4-ROT** |   **VSR-PLS-4-ROT** |



*Pour le serrage des piliers, utilisez l'Easy Insert avec bague bleue, fourni dans le kit CSR.*
*Le couple de serrage recommandé est de 25 à 30 Ncm.*

## Composants pour superstructures sur piliers SC

| | | |
|---|---|---|
| droite |   | **PLS-CG** |
| L – longue, droite |   | **PLS-CG-L** |
| L - longue, divergente |   | **PLS-CGR-L** |
| transfert pick-up, émergence droite |   | **PLS-TRA*** |
| cylindre en titane, indexé |   | **PLS-CT**** |
| pilier droit |   | **PLS-MD-8**** |

**Transfert Pick-up (ciel ouvert) : vis PLS-VTRA-200 incluse.*
*** Cylindre en titane : vis PLS-VM-200 incluse.*

## Composants SC pour prothèses numériques

| | | |
|---|---|---|
| analogue numérique pour pilier SC |   | **PLS-ANA-DIG*** |
| pilier de scannage (scanbody) en titane pour pilier SC |   | **PLS-INT-CAMTRA-L**** |

**Analogue de numérisation : vis VADIG-180 incluse.*
***Scanbody pour pilier SC : vis PLS-VM-200 incluse.*

## Vis pour puit de vis angulé

| | | |
|---|---|---|
| Vis pour puit de vis angulé |  | **E-VMA-200*** |

***Remarque :*** *la vis pour puit de vis angulé doit être serrée à l'aide des tournevis spécifiques DSPDCLH-24 et DSPDFCLH-32.*

**Vis pour puit de vis angulé : à utiliser en combinaison avec des solutions sur mesure. Les bibliothèques pour EXOCAD et 3Shape sont téléchargeables sur le site Digital Atelier.*

## Vis de rechange standard

| | | |
|---|---|---|
| vis prothétique |  | **PLS-VM-200**<br>**PLS-VM-200-10*** |
| vis de transfert |  | **PLS-VTRA-200** |

**La vis prothétique est également disponible en boîte de 10 pièces.*

D-B1-CSR-SC-F

rev. 07-26v.01

**Sweden & Martina S.p.A.**
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

**Sweden & Martina Ltd** - United Kingdom
info.uk@sweden-martina.com
**Sweden & Martina Inc.** - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com
**Sweden & Martina France Sarl** - France
info.fr@sweden-martina.com

**Sweden & Martina Mediterranea S.L.** - España
info.es@sweden-martina.com
**Sweden & Martina Lda** - Portugal
info.pt@sweden-martina.com
**Sweden Martina Romania srl** - România
info.ro@sweden-martina.com

Les implants, les composants prothétiques et les instruments chirurgicaux faisant l'objet du présent catalogue sont des Dispositifs Médicaux produits par Sweden & Martina S.p.A. Les articles faisant l'objet du manuel sont conformes aux normes ISO 9001 et ISO 13485 et sont enregistrés avec marquage CE dans le respect de la Règlement (Ue) 2017/745 Du Parlement Européen concernant les dispositifs médicaux.
L'établissement Sweden & Martina produit des Dispositifs médicaux conformes aux cGMP en vigueur aux USA et dans d'autres pays du monde.

Certains produits pourraient ne pas être disponibles sur tous les marchés.
Toutes les marques présentes dans le catalogue sont la propriété de Sweden & Martina, exception faite pour les produits portant une indication contraire.
Ces produits sont destinés aux cabinets médicaux et aux laboratoires, leur vente ne s'adresse pas au patient.
Il est interdit de revendre, dupliquer ou divulguer les produits contenus dans le présent catalogue sans le consentement écrit de Sweden & Martina S.p.A.
Pour toutes informations supplémentaires sur les produits, y compris les indications, contre-indications, avertissements, précautions et effets collatéraux potentiels, se référer au site web de Sweden & Martina S.p.A.
Les contenus de ce catalogue correspondent à la documentation mise à jour au moment de la publication. Contacter la société Sweden & Martina pour les mises à jour successives.