
Abutment SC


para implantes CSR




sweden & martina

Abutment SC para implantes CSR

Diseñado para realizar coronas unitarias, preservando los tejidos blandos y simplificando la rehabilitación protésica



Conexión hexagonal para la colocación de la corona




Superficie UTM

La superficie UTM se caracteriza por una **microrosca regular** que orienta el movimiento de los fibroblastos, favoreciendo la aceleración del proceso de cicatrización y el mantenimiento a largo plazo de tejidos blandos periimplantarios estables y sanos.




Tornillo M2.0

El **tornillo protésico de 2.0** ofrece una resistencia mecánica superior, **diseñada para soportar incluso las cargas más elevadas** sin renunciar a nada.



El acoplamiento conométrico y la ausencia de un tornillo de fijación garantizan un **sello seguro y fiable** contra el infiltrado bacteriano.






Una única plataforma protésica para ambas conexiones de implante, lo que simplifica el procedimiento.

El pilar se **suministra junto con el estuche de transporte**.









Abutment SC

h mm	Conexión DAT-N		Conexión DAT	
2.00 mm		**VSR-PLS-N-2-ROT**		**VSR-PLS-2-ROT**
3.00 mm		**VSR-PLS-N-3-ROT**		**VSR-PLS-3-ROT**
4.00 mm		**VSR-PLS-N-4-ROT**		**VSR-PLS-4-ROT**



Para apretar los pilares, utiliza el Easy Insert con el anillo azul, incluido en el kit CSR.
El torque de fijación recomendado es de 25-30 Ncm.

Componentes para superestructuras sobre abutment SC

recto		**PLS-CG**
L - larga, recta		**PLS-CG-L**
L - larga, divergente		**PLS-CGR-L**
transfer pick up, emergencia recta		**PLS-TRA***
cánula de titanio, indexada		**PLS-CT****
pilar recto		**PLS-MD-8****

**Transfer pick up: tornillo PLS-VTRA-200 incluido.*
*** Cánula de titanio y pilar recto: tornillo PLS-VM-200 incluido.*

Componentes SC para prótesis digitales

análogo digital para Abutment SC		**PLS-ANA-DIG***
Cuerpo de escaneo digital de titanio para Abutment SC		**PLS-INT-CAMTRA-L****

**Análogo digital: tornillo VADIG-180 incluido.*
***Cuerpo de escaneo para abutment SC: tornillo PLS-VM-200 incluido.*

Tornillo para orificio angulado

tornillo para orificio angulado		**E-VMA-200***

***Nota importante:** el tornillo para orificio angulado debe apretarse con los destornilladores específicos DSPDCLH-24 y DSPDFCLH-32.*

**Tornillo para orificio en ángulo: debe utilizarse en combinación con soluciones a medida. Las bibliotecas para EXOCAD y 3Shape se pueden descargar desde la página web de Digital Atelier.*

Tornillos de repuesto estándar

tornillo protésico		**PLS-VM-200** **PLS-VM-200-10***
tornillo para transfer		**PLS-VTRA-200**

**El tornillo protésico también está disponible en envases de 10 unidades.*

D-B1-CSR-SC-S

rev. 07-26v.01

sweden & martina

Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L.
Avenida de la Industria, 4
Parque Empresarial Natea Business Park
Edificio 0, Portal 2, Oficina Bajo C
28108 Alcobendas, Madrid
Tél: 963525895 - 900535617
info.es@sweden-martina.com

Sweden & Martina Lda
Av. Miguel Bombarda, 35
1050-161 Lisboa, Portugal
Tel. +351 210509559
info.pt@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom
info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com
Sweden & Martina France Sarl - France
info.fr@sweden-martina.com

Gli impianti, le componenti protesiche e gli strumenti chirurgici presenti nella pubblicazione sono Dispositivi Medici e sono fabbricati da Sweden & Martina S.p.A.
Gli articoli presenti sono conformi alle norme ISO 9001 e ISO 13485 e sono registrati con marchio CE in accordo con il Regolamento (UE) Dispositivi Medici n.2017/745.
Sweden & Martina fabrica productos sanitarios de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) vigentes en EE. UU. y en otros países del mundo.

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.
Tutti i marchi presenti nella pubblicazione sono proprietà di Sweden & Martina, con eccezione dei prodotti per i quali è diversamente indicato.
Questi prodotti sono destinati agli studi medici e ai laboratori, la loro vendita non è rivolta al paziente.
Está prohibido vender, duplicar o divulgar los productos contenidos en este catálogo sin el consentimiento escrito de Sweden & Martina S.p.A.
Per ulteriori informazioni sui prodotti, incluse indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali effetti collaterali, si faccia riferimento al sito web di Sweden & Martina S.p.A.
I contenuti sono aggiornati al momento della pubblicazione. Contactar con la empresa Sweden & Martina S.p.A., para las actualizaciones siguientes.